

Tunnelier-Instrument mit Bohrungen  
im **ZEPF BIONIK** Griff



## Tunnelier-Instrument mit Bohrungen

im **ZEPF BIONIK** Griff

Tunnelier-Instrument für OK und UK im **ZEPF BIONIK** Griff. Beide Enden versehen mit einer  $\varnothing$  0,8 mm Bohrung, zur Aufnahme des Fadens, zur vereinfachten Platzierung des Schleimhauttransplantates.



**46.040.20**

Tunnelier-Instrument mit Bohrungen, doppelendig, im **ZEPF BIONIK** Griff, grau, für OK und UK, Breite 2,5 mm,  $\varnothing$  0,8 mm Bohrungen



**BIONIK**<sup>ZEPF</sup>

reddot design award  
winner 2010

**BIONIK Universalgriff** aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität. Der Griff ist in 10 verschiedenen, frischen Grundfarben erhältlich. Die im ergonomischen **BIONIK** Griff eingesetzten und auswechselbaren Arbeitsenden stehen für höchste Wirtschaftlichkeit bei bestem taktilem Handling.

AESTHETIC IS THE RESULT