




ZEPF | *dental*
newsticker

CompoSMOOTH Composite Set

THE SURFACE IS THE KEY...



CompoSMOOTH

THE SURFACE IS THE KEY...

ZEPF CompoSMOOTH Composite Set

Alle Composite-Einsätze haben die spezielle **ZEPF onyx^{DESIGN}** Beschichtung. Die reflexfreie **ZEPF onyx^{DESIGN}** Beschichtung ist besonders glatt, härter und kratzbeständiger als herkömmlich beschichtete Composite-Instrumente. Die Griffe sind aus leichtem, hochwertigem Kunststoff in unserem bewährten **ZEPF bionik** Design.



19.201.11



19.201.21



19.201.31




Soft Applikationseinsätze für Schichttechnik

Zur Aufnahme in Griff **19.200.00**
VPE 12 Stück




19.202.00

CompoSMOOTH Komplettsset in der Box inkl.
Waschrahmen 1/3, mit Pinselhalter, 3 x 12 Soft
Applikationseinsätze und 4 Composite Instrumente



19.200.00

CompoSMOOTH
Pinselhalter **ZEPF**-Line
mit Ausstoßfunktion



Ausstoßfunktion

Der natürliche Zahn als Vorbild für jede ästhetische Restauration setzt hohe Anforderungen an das verwendete Material, an den Zahntechniker sowie an den Zahnarzt. Im Falle direkter Kompositrestaurationen liegt die gesamte ästhetische Verantwortung in den Händen des Behandlers. Ein optimales Instrumentarium ist der Schlüssel zum Erfolg.

Das neue **CompoSMOOTH**, ein spezieller Silikonpinsel, ermöglicht eine mühelose Bearbeitung der Kompositoberfläche vor der Polymerisation. Auch „klebrige“ Komposite können optimal adaptiert werden. Durch leichten Druck entsteht das perfekte – am Nachbarzahn angepasste – Oberflächenrelief wie von selbst. Die anschließende Politurzeit ist verkürzt, der Verbrauch an Polierern reduziert... und das Ergebnis – optimal!



24.751.320Ti

26.120.10Ti

1, Spatel 1,5 mm, klein



26.120.121Ti

26.120.12Ti

Spatel 1,8 mm / Biberschwanz-Einsatz 2,6 mm



24.751.323Ti

26.120.25Ti

Stopfer Ø 1,5 mm / Stopfer Ø 1,9 mm (Birnenform)



26.120.321Ti

26.120.32Ti

Fissurenformer Ø 1,9 mm / Ø 2,3 mm



Abbildung

Artikelbeschreibung

Bestellmenge



19.202.00

1 Set

CompoSMOOTH Komplettsset
nach Prof. Dr. Gabriel Krastl
inkl. Waschrahmen 1/3 und
Soft Applikationseinsätzen in der Box

CompoSMOOTH
THE SURFACE IS THE KEY...

bestehend aus:



26.120.10Ti

1 Stück

1, Spatel 1,5 mm, klein



26.120.12Ti

1 Stück

Spatel 1,8 mm / Biberschwanz-Einsatz 2,6 mm



26.120.25Ti

1 Stück

Stopfer Ø 1,5 mm / Stopfer Ø 1,9 mm (Birnenform)



26.120.32Ti

1 Stück

Fissurenformer Ø 1,9 mm / Ø 2,3 mm



19.200.00

1 Stück

Pinselhalter **ZEPF**-Line mit Ausstoßfunktion



19.201.11

zur Aufnahme in Pinselhalter

12 Stück

Soft Applikationseinsätze für Schichttechnik



19.201.21

zur Aufnahme in Pinselhalter

12 Stück

Soft Applikationseinsätze für Schichttechnik



19.201.31

zur Aufnahme in Pinselhalter

12 Stück

Soft Applikationseinsätze für Schichttechnik



Curriculum Vitae: Prof. Dr. Gabriel Krastl

Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie
Universitätsklinikum Würzburg

- **1993 - 1998** Studium der Zahnheilkunde in Tübingen (D)
- **1998 - 2005** Wissenschaftlicher Assistent, ab 2002 Oberarzt an der Poliklinik für Zahnerhaltung, Universitätsklinikum Tübingen
- **2005 - 2014** Oberarzt an der Klinik für Parodontologie, Endodontologie und Kariologie, Basel (CH); Leiter Fachgruppe Kariologie
- **2006 - 2014** Gründung und Leitung des Zahnunfall-Zentrums Basel zusammen mit Prof. Dr. A. Filippi
- **Seit 2014** Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Universitätsklinikum Würzburg

AESTHETIC IS THE RESULT