

LANGER M5 Universal-Küretten
im ZEPF **IONIK** Griff



Langer M5 Universal-Küretten

im **ZEPF BIONIK** Griff

M5 Küretten, jetzt auch als M5 Universal-Kürette erhältlich. Die neuen Zepf Langer M5 Universal-Küretten sind speziell zum Deep Scaling – zum Entfernen von Ablagerungen an Zahn- bzw. Wurzeloberflächen und gleichzeitigem Entfernen von entzündetem Gewebe geeignet. Aufgrund der beidseitig geschliffenen Arbeitsenden finden die M5 Langer besonders bei sehr tiefen Taschen – bei der geschlossenen Parodontose-Behandlung – ihren Einsatz. Der 3 mm längere 1er-Schaft erleichtert den Zugang in tiefe Zahnfleischtaschen (tiefer als 5 mm). Das verkürzte Arbeitsende erlaubt eine spezielle subgingivale Kürettage für enge und tiefe Taschen sowie schmale Wurzeloberflächen. Durch den 0,95 mm dünnen, flexiblen und somit taktilen 1er-Schaft adaptieren sie optimal an der tiefliegenden Wurzel.

Die M5 Universal-Küretten sind in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich – Standard hochglanzpoliert, sowie in schwarz beschichtetem nanopal®.



Die schwarz beschichteten **ZEPF nanopal®**-Küretten verfügen über eine beständige, sehr harte Oberfläche, die in ihrer kristallinen Nanostruktur sehr aggressiv und scharfkantig ist.

Mit der einzigartigen Beschichtung wird die Oberflächenhärte auf nicht gekante **4500 Vickers** erhöht.

Die Schneide ist somit hoch vergütet und braucht nicht nach jeder Kürettage geschärft zu werden.

Die schwarze, kratzfeste Oberfläche ist einfach zu reinigen und verhindert unangenehme Lichtreflexionen.

Wie üblich sind die Instrumentenspitzen mit dem Gewinde M4 x 0,5 mm austauschbar. **QUICKFIX**



24.201.05LM5

Langer # 5/6 M5, ca. 3 mm längerer 1er-Schaft, Ø 0,95 mm, im **ZEPF BIONIK** Griff gelb, Einsätze auswechselbar, Frontzahnbereich

24.201.05LM5OX

Langer # 5/6 M5, mit **ZEPF nanopal®**-Beschichtung



24.208.03LM5

Langer # 3/4 M5, ca. 3 mm längerer 1er-Schaft, Ø 0,95 mm, im **ZEPF BIONIK** Griff gelbgrün, Einsätze auswechselbar, Frontzahnbereich

24.208.03LM5OX

Langer # 3/4 M5, mit **ZEPF nanopal®**-Beschichtung



24.210.01LM5

Langer # 1/2 M5, ca. 3 mm längerer 1er-Schaft, Ø 0,95 mm, im **ZEPF BIONIK** Griff schwarz, Einsätze auswechselbar, Frontzahnbereich

24.210.01LM5OX

Langer # 1/2 M5, mit **ZEPF nanopal®**-Beschichtung



BIONIK



red dot design award
winner 2010

AESTHETIC IS THE RESULT



HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH · FABRIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
Obere Hauptstraße 16-22 · 78606 Seitingen-Oberflacht, Germany
Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 88 -0 · Fax: +49 (0) 74 64 / 98 88 -88 · zepf-dental.com

MADE IN GERMANY