

## Explorer 11/12

feine Ausführung, im **ZEPF** **BIONIK** Griff



## Explorer 11/12

feine Ausführung, im **ZEPF BIONIK** Griff

Der Explorer 11/12 im **ZEPF BIONIK** Griff zeichnet sich durch feine Ausführung und spitze Arbeitsenden aus. Zum subgingivalen Ertasten von Zahnstein und Konkrementen in tiefen Taschen.



**24.440.00**

Explorer 11/12, doppelendig, im **ZEPF BIONIK** Griff, signalviolett, feine Ausführung, Arbeitsenden spitz, Biegung analog Gracey 11/12



**BIONIK**<sup>ZEPF</sup>

reddot design award  
winner 2010

**BIONIK Universalgriff** aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität. Der Griff ist in 10 verschiedenen, frischen Grundfarben erhältlich. Die im ergonomischen **BIONIK** Griff eingesetzten und auswechselbaren Arbeitsenden stehen für höchste Wirtschaftlichkeit bei bestem taktilem Handling.

AESTHETIC IS THE RESULT