

bionik™ Retraktionsfadenstopfer



## BIONIK™ Retraktionsfadenstopfer

Retraktionsfäden werden platziert, um die Gingiva vom Zahnhals zu verdrängen bzw. zurückzuhalten. Der Faden wird dabei um den beschliffenen Zahn und das Zahnfleisch adaptiert, bevor die Abformung für die Anfertigung von Kronen erfolgt.

Mit den **ZEPF BIONIK** Instrumenten erhalten Sie hierfür speziell angepasste Formen, welche den Behandler unterstützen, die tendenziell dünner werdenden Fäden zeitsparend zu platzieren.



**BIONIK**<sup>ZEPF</sup>

reddot design award  
winner 2010

**BIONIK Universalgriff** aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität. Der Griff ist in 10 verschiedenen, frischen Grundfarben erhältlich. Die im ergonomischen **BIONIK** Griff eingesetzten und auswechselbaren Arbeitsenden stehen für höchste Wirtschaftlichkeit bei bestem taktilem Handling.



**24.548.01** Universalfadenstopfer mit verschränkten Arbeitsenden, mikroverzahnt



**24.548.02** Fadenleger für distale / mesiale Anwendung, mikroverzahnt und speziell der Anatomie angepasst



**24.548.03** Fadenleger für bukkale / linguale Anwendung, mikroverzahnt und speziell der Anatomie angepasst



**24.548.04** Universalfadenstopfer mit runden Arbeitsenden, mikroverzahnt



AESTHETIC IS THE RESULT