

Flotter Dreier

E-Connect S
+
Fast-Pack
+

Die optimale

und erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung

Kombination für moderne

Aufbereitung, Down-Pack und Back-Fill, kabellos, schnell, präzise!



Ein „Flotter Dreier“ kostet

2.585.- €

Sie sparen 431.- € gegenüber den
Einzelpreisen

Alle Preise zzgl. MwSt.



E-Connect S



- kabelloser Endomotor, Rotation vorwärts, rückwärts, reziprok
- mit integriertem Multi-Frequenz-Apex-Lokator, auch als alleiniger Apex-Lokator einsetzbar
- integrierte Bibliothek mit 26 Feilensystemen, die je nach Reihenfolge der Anwendung auf 10 Programmplätzen abgelegt werden können
- alternativ kann der Anwender die genannten Speicherplätze auch für frei einstellbare Feilen-Parameter verwenden
- Programmplatz 11 beinhaltet eine solitäre Apex-Lokator Funktion
- ATC-System, adaptive Drehmomentkontrolle verhindert Fragmentation von Feilen
- Auto-Slow-Down-Funktionen für die Drehmomentkontrolle und den Apex-Lokator sowie Auto-Stopp / Auto Reverse Funktionen
- Mikroprofilkopf mit Spannzange, der um 340° rotiert werden kann, ohne ihn abnehmen zu müssen
- spezielle, autoklavierbare Hygiene- / Isolier-Hülse aus Silikon
- für Rechts- und Linkshänder, weil die Displayanzeige gedreht werden kann

Lieferumfang: E-Connect S Motor mit 1 autoklavierbarem Winkelstück, Ladeschale mit Netzteil, Messkabel für Apex-Lokator, 2 x Lippenhaken, 2x Feilenklemme

Special: E-Connect S „clinic“: Endomotor wie oben + **2 zusätzliche autoklavierbare Winkelstücke (insgesamt 3 Winkelstücke)**, Ladeschale mit Netzteil, Messkabel für Apex-Lokator, 2 x Lippenhaken, 2x Feilenklemme

Sonderpreis E-Connect S „clinic“: 1.760.- €

Fast-Pack, Fast-Fill



Fast-Pack:

- kabelloses Down-Pack-Handstück zur Abtrennung und warmer vertikaler Kondensation von Guttapercha
- mit integrierter LED-Beleuchtung
- Aufheizzeit 0.6 sec. von Umgebungstemperatur bis 200°C
- Abkühlzeit 2.0 sec. Von 200°C bis Umgebungstemperatur
- graziles Licht-Handstück mit 5 Speicherplätzen: Einstellung von Temperatur, Haltezeit 3, 4, 6, 8, 10 sec
- gut ablesbares Display, 360° Start-Stopp-Ring
- auch zur Revision von WK-Füllungen auf GP-Basis und bei Kunststoff-WF-Stiften; einfache intuitive Bedienung
- Techn. Daten: Lithium-Polymer-Akku
- sehr einfach auswechselbare Thermo-Plugger (autoklavierbar bei 134°C)

Lieferumfang: Down-Pack Komplet-Set, Ladeschale mit Netzteil, 3 Thermo-Plugger (40.025; 50.05; 60.06)

Fast-Fill:

- kabelloses Back-Fill Gerät zur Füllung von Wurzelkanälen mit erwärmter, flüssiger Guttapercha
- wiederverwendbare Applikationskanülen
- motorisierter Extruder für den Transport von Guttapercha (Start - Stopp)
- Display zeigt GP Rest, real-time Temperatur 100 - 200°C
- 3 Applikationsgeschwindigkeiten: langsam, mittel, schnell



-Lieferumfang: Fast-Fill Komplet-Set, Ladeschale, Netzteil, 4 x Applikationskanüle, Werkzeug für Applikationskanülen, Guttapercha-Pellets

Fax-Antwort | Fax Nr. +49 30 28706055

Hiermit bestelle ich:

Menge	Produktbezeichnung	Einzelpreis/Paketpreis	Preis
	“Flotter Dreier” E-Connect S Fast-Pack Fast-Fill	2.585.- €	
	E-Connect S “clinic” E-connect S komplett, 2 zusätzl. Winkelstücke	1.760.- €	
	Combi-Pack „Obturation“ Fast-Pack Fast-Fill komplett	1.490.- €	
	E-Connect S Endomotor, komplett mit 1 Winkelstück	1.420.- €	
	Down-Pack Device Fast-Pack, komplett	698.- €	
	Back-Fill Device Fast-Fill, komplett	898.- €	

Ich wünsche einen Besuch, bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Praxisstempel:

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ort, Datum

Unterschrift