

Provisorium-Abnehmer  
nach Dr. Hobl, im **ZEPF** **BIOMIX** Griff



## Provisorium-Abnehmer

nach Dr. Hobl, im **ZEPF BIONIK** Griff

Der Provisorium-Abnehmer im **ZEPF BIONIK** Griff zeichnet sich durch seine kurze Sichelform aus. Das Arbeitsende kann sicher am Kronenrand adaptiert werden. Durch die kurzen Arbeitsenden wird die Zugkraft am Provisorium sehr direkt übertragen, ein Abgleiten kann damit nahezu ausgeschlossen werden.



**19.265.16** Provisorium-Abnehmer nach Dr. Hobl, doppelendig, im **ZEPF BIONIK** Griff, türkis-lichtblau, gerade für Frontzähne, gebogen für Seitenzähne



**BIONIK**<sup>ZEPF</sup>

reddot design award  
winner 2010

**BIONIK Universalgriff** aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität. Der Griff ist in 10 verschiedenen, frischen Grundfarben erhältlich. Die im ergonomischen **BIONIK** Griff eingesetzten und auswechselbaren Arbeitsenden stehen für höchste Wirtschaftlichkeit bei bestem taktilem Handling.

AESTHETIC IS THE RESULT