

Clips für Spülschlauch



Clips für Spülschlauch


Ein großes und immer wiederkehrendes Problem bei allen zahnärztlichen Behandlungen und Operationen ist das geringe Platzangebot im Mund des Patienten. Oft ist es nötig Spülen und Absaugen in einem zu kombinieren. Hierfür wurde ein neues Clipsystem entwickelt, welches hervorragend auf unsere Saugansätze passt.

So kann der Spülschlauch direkt am Absauger befestigt werden, was ein schnelles und präzises Arbeiten erlaubt.




Absaugen und Spülen in einem Schritt war noch nie so einfach! **Die Kunststoffclips sind wiederverwendbar und für die Dampfsterilisation geeignet.**

Clips zur Fixierung des Spülschlauchs am Absauger

Abbildung	Artikelbeschreibung	Bestellmenge
	19.649.05 Set bestehend aus einem Führungsclip sowie zwei Stabilisierungsclips	1 Set
	19.649.06 Stabilisierungsclip	1 Stück
	19.649.07 Führungsclip	1 Stück



Passende chirurgische Absauger, gebogen mit Schlitz gegen Festsaugen

	19.649.15 Ø 1,5 mm	1 Stück
	19.649.30 Ø 3,0 mm	1 Stück
	19.649.50 Ø 5,0 mm	1 Stück

AESTHETIC IS THE RESULT