



Kirsch Sinuslift-Instrumentenset SMALL

zur Sinusbodenelevation, modif. nach Dr. Kai Zwanzig





24.995.00S

Kirsch Sinuslift-Instrumentenset SMALL,
modif. nach Dr. Kai Zwanzig,
inkl. 1 x Waschkorb mit Deckel 85.195.00
und Einteilung für Sinuslift-Instrumentenset

Komplettes Set bestehend aus:



85.251.04

Anmischbecher, rostfrei, mit
Deckel aus POM, Ø 40 mm

85.251.14

Anmischbecher ohne Deckel,
rostfrei, Ø 40 mm



41.868.01S

Kirsch, Sinus 1 SMALL, Elevator 25°,
Titan-Griff **ZEPF**-Line, doppelendig



41.868.02S

Kirsch, Sinus 2 SMALL, Elevator 60°/60°,
Titan-Griff **ZEPF**-Line, doppelendig



41.868.03S

Kirsch, Sinus 3, SMALL, Elevator 90°,
Titan-Griff **ZEPF**-Line, doppelendig



41.868.04S

Kirsch, Sinus 4, SMALL, Elevator 120°/120°,
Titan-Griff **ZEPF**-Line, doppelendig

Kirsch Sinuslift-Instrumentenset SMALL


zur Sinusbodenelevation, modif. nach Dr. Kai Zwanzig

Bei der Weiterentwicklung der neuen Sinuslift-Instrumente SMALL wurden die bewährten Kirsch-Formen auf vielfachen Kundenwunsch verkleinert.

- Die kleineren Instrumente erlauben die Präparation eines minimalisierten Fensters.
- Der bisherige Kirsch-Instrumentensatz hat keine Wünsche hinsichtlich der Winkelungen in den Arbeitsenden offen gelassen.

- Die verkleinerten analogen Instrumente erlauben dem Behandler seine Präparation nun auf kleinerem Raum vorzunehmen, ohne die Schneider'sche Membran zu verletzen.
- Der **ZEPPF**-Line-Griff erlaubt eine sichere taktile Führung der Instrumente.

Optional werden zwei Instrumente 41.868.05SL und 41.868.06SL mit verlängertem 1er Schaft angeboten.



Kirsch Sinuslift-Instrumentenset SMALL

zur Sinusbodenelevation, modif. nach Dr. Kai Zwanzig

Optionales Instrumentarium



41.868.05SL

Kirsch, Sinus 5, SMALL, langer Schaft,
Elevator 90°/90°/60°,
Titan-Griff **ZEPF**-Line, doppelendig



41.868.06SL

Kirsch, Sinus 6, SMALL, langer Schaft,
Elevator 90°/90°,
Titan-Griff **ZEPF**-Line, doppelendig



AESTHETIC IS THE RESULT