

**ZEPF** Küretten nach Lucas – ungezahnt und gezahnt  
doppelendig, 17,5 cm, **ZEPF**-Line



**Lucas**  
1,5 mm

**41.855.00Z**

**41.855.00ZS**

gezahnt



**Lucas**  
2,5 mm

**41.855.01Z**

**41.855.01ZS**

gezahnt



**Lucas**  
3,0 mm

**41.855.02Z**

**41.855.02ZS**

gezahnt



**Lucas**  
5,0 mm

**41.855.04Z**



**Lucas**  
2,5 mm  
doppelt gebogen

**41.855.05ZS**

gezahnt, für OK











**ZEPF** Küretten nach Lucas – ungezahnt und gezahnt  
doppelig, 17,5 cm, **ZEPF**-Line

Die **ZEPF** Lucas Küretten, auch Schaber nach Lucas genannt, sind erhältlich im bewährten **ZEPF**-Schuppen-design-Griff. Der Griff erlaubt die optimale Führung des Instruments.

Der Griff selbst wurde matt gehalten, um Reflexionen soweit wie möglich zu reduzieren. Die Arbeitsenden selbst sind hochglanzpoliert, um bestmögliche Reinigungsergebnisse zu erzielen, da diese Instrumente naturgemäß immer im blutigen Milieu eingesetzt werden. Anwendung finden die Lucas Küretten zur Kürettage von Extraktionsalveolen und zur Entfernung von Zysten.

Die **ZEPF** Lucas Küretten sind erhältlich in 4 Größen. Der 1er Schaft ist extra lang ausgeführt, damit die scharfe Schneide insbesondere die apikalen Bereiche einer Extraktionsalveole optimal erreichen kann.

Für die sichere Entfernung von Zysten hat sich die neue gezahnte Variante besonders bewährt. Das zu entfernende Weichgewebe wird dabei sicher von der Mikro-Zahnung gehalten, was letztlich zu einer effizienten und damit zeitsparenden Behandlung führt.

Abbildung	Artikelbeschreibung	Bestellmenge
	<b>41.855.00Z</b> 1,5 mm	1 Stück
	<b>41.855.00ZS</b> mit Maulrandzahnung 1,5 mm	1 Stück
	<b>41.855.01Z</b> 2,5 mm	1 Stück
	<b>41.855.01ZS</b> mit Maulrandzahnung 2,5 mm	1 Stück
	<b>41.855.02Z</b> 3,0 mm	1 Stück
	<b>41.855.02ZS</b> mit Maulrandzahnung 3,0 mm	1 Stück
	<b>41.855.04Z</b> 5,0 mm	1 Stück
	<b>41.855.05ZS</b> mit Maulrandzahnung 2,5 mm, doppelt gebogen, für OK	1 Stück

Maulrandzahnung



AESTHETIC IS THE RESULT

